



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Pastillero semanal 'Anabox'

ref: H9910

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/organizadores-de-la-medicacion/pastillero-semanal-anabox>



Ingenioso y práctico, para simplificar y hacer más fácil la toma de medicamentos y más difícil olvidar una toma. El pastillero diario vacío se coloca al final de la bandeja y delante aparece el pastillero diario de día siguiente. De un solo vistazo se puede comprobar si todavía quedan medicamentos en el pastillero. Se suministra con los colores del arco iris. Debido a la alta calidad del plástico utilizado, los pastilleros diarios y las bandejas son aptas para el lavavajillas.

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho | Fondo |
|--------|-------|-------|
| H9910 | 12 cm | 19 cm |

