



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla SAMBA

ref: AD537A

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/silla-samba>



Silla completa con respaldo de plástico. El asiento tiene desagües y asideras integradas para mejorar la higiene y la seguridad. Está especialmente diseñada para ser utilizada en el baño. Sus patas extensibles permiten graduar la altura del asiento y sus conteras de caucho la dotan de gran estabilidad.

2

100

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Altura asiento	Ancho total	Fondo total	Alto respaldo	Respaldo
AD537A	51 cm	31 cm	37 - 52 cm	51 cm	45 - 50 cm	36 cm	39 x 22 cm

