



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla w.c. portátil 'voyager'

ref: AD834

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/silla-wc-portatil-voyager>



Silla W.C., fácilmente desmontable para su transporte. Práctica y muy ligera.

Inoxidable y fácil de limpiar.

Se puede colocar sobre cualquier WC gracias a su altura graduable.

5

130

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Alto asiento suelo	Fondo asiento	Ancho total	Fondo total
--------	---------------	--------------------	---------------	-------------	-------------





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

AD834

40 cm

de 41 a 56 cm

46 cm

51 cm

59 cm

---

