



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia


Tabla de bañera 'Extraplana'

ref: AD557

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asientos-y-tablas-de-banera/tabla-de-banera-extraplana->



Tabla especialmente bien dimensionada y extraplana para facilitar el máximo posible el acceso en el caso de transferencia lateral. La superficie tiene un ligero relieve antideslizante. Incluye 4 soportes regulables para ajustar la tabla por debajo a la anchura exacta de la bañera.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Sus soportes regulables permiten ajustarse a la anchura de la bañera

130

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho | Fondo |
|---------------|--------------|--------------|
| AD557 | 72 cm | 29 cm |

Accesorios

-  Asidero supletorio para tabla ad557

