



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento elevador WC EASY-ACCES

ref: AD518

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/asiento-elevador-wc-easy-acces>



Un asiento elevador de WC ideal para aquellas personas con dificultad para limpiarse. Los amplios huecos tanto en la parte delantera como en la trasera facilitan el acceso a la higiene, tanto para el usuario como en su caso al cuidador. Fabricado de una sola pieza, sin rincones y fácil de limpiar.

190

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Altura | Tapa | Ancho orificio | Fondo orificio |
|--------|--------|------|----------------|----------------|
| AD518 | 10 cm | No | 21 cm | 25 cm |

