



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Toallita para espalda

ref: AD852L

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cuidado-personal/toallita-para-espalda>



Disponibile en dos versiones, corta para el cuerpo y larga y curvada para la espalda, que con su forma ergonómica hace posible alcanzar toda la espalda. La toallita se desmonta del mango y está hecha de un material especial que la hace efectiva para lavarse sin absorber demasiada agua, eso significa que la toallita continúa siendo ligera incluso mojada. Recambios disponibles

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Largo | Peso |
|--------|-------|-------|
| AD852L | 77cm | 203gr |

Accesorios





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



- Toallita de recambio para espalda

