



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

# Maxi Rollator XL 200 kg

ref: AD150L

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/caminadores-y-bastones/maxi-rolator-l-200-kg>



Rollator de aluminio plegable de dimensiones y resistencia para personas de hasta 200 kg. El asiento con respaldo, es blando y de mayores dimensiones de lo habitual.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Puños de altura graduable con frenos autoblocantes. Ruedas de 200 x 32 mm de diámetro que lo hacen maniobrable y fácil de empujar.

