



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Maxi Rolator 'XL' 295 kg

ref: AD150XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/caminadores-y-bastones/maxi-rolator-xl-295-kg>



Rolator plegable y diseñado con dimensiones y resistencia para personas con un peso de hasta 295 kg. El asiento es blando y de mayores dimensiones de lo habitual, con respaldo. Lleva una cesta desmontable incorporada. Puños de altura graduable con frenos autoblocantes. Ruedas de 200 x 32 mm de diámetro que lo hacen maniobrable y fácil de empujar.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



17

295

## Accesorios



- Linterna led portátil accesorio

