



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asiento de w.c. con reposabrazos y aro reductor. 'Family'

ref: AD519

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/asiento-de-wc-con-reposabrazos-aro-reductor-family>



Asiento que viene con dos tapas, una de ellas es un aro reductor para niños o adultos pequeños.

Los reposabrazos integrados ofrecen un soporte adicional para levantarse del WC.

Queda fijado con total seguridad con unas bridas directamente a la porcelana como las tapas de WC tradicionales.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Características	Ancho asiento sin reposabrazos	Ancho orificio	Fondo orificio
AD519	Orificio pequeño	47 cm	15,5 cm	17,5 cm
	Orificio grande	47 cm	21,5 cm	28 cm

