



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Molimed for Men Active

ref: 168600

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/incontinencia-y-orinales/molimed-for-men-active>



Absorbentes para incontinencia ligera. Máxima protección con mayor libertad de movimiento. El núcleo especial absorbente y su forma adaptable a la anatomía masculina aseguran la mayor discreción. Proporciona el máximo confort, agradablemente seco. Óptima discreción: único y efectivo neutralizador del olor. \* Mayas no incluidas.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Cantidad	Absorción
168600	14 unidades	Hasta 200 ml

