



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Empapador desechable 'Molinea Plus'-

ref: 161

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/fundas-y-protectores/empapador-desechable-molinea-plus->



Núcleo absorbente de suaves copos de celulosa adherido linealmente al polietileno. Con dobleces laterales antiescapes.

Capa de tisú que distribuye la humedad. Recubrimiento completo de polietileno antideslizante.

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Medidas | Absorción | Cantidad |
|--------|------------|--------------|-------------|
| 161182 | 60 x 60 cm | hasta 500 ml | 25 unidades |
| 161184 | 90 x 60 cm | hasta 750 ml | 30 unidades |

