



Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Empapador desechable 'Molinea Plus'

ref: 161-

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/incontinencia-y-orinales/empapador-desechable-molinea-plus>



Núcleo absorbente de suaves copos de celulosa adherido linealmente al polietileno. Con dobleces laterales antiescapes.

Capa de tisú que distribuye la humedad. Recubrimiento completo de polietileno antideslizante.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas	Absorción	Cantidad
161182	60 x 60 cm	hasta 500 ml	25 unidades
161184	60 x 90 cm	hasta 750 ml	30 unidades

