



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Molicare Mobile

ref: CR0004

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/incontinencia-y-orinales/molicare-mobile>



Ropa interior absorbente con forma anatómica, para ofrecer la mayor independencia y seguridad. Proporciona la máxima protección frente a las fugas gracias a su gran capacidad de absorción ( de 1.100 ml hasta 1.300 ml ). Se usa de la misma forma que la ropa interior. Ropa interior desechable, el más práctico y nuevo concepto. Rápido de colocar, higiénico de retirar.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Talla	Cintura	Absorción	Cantidad
915123	2 (mediana)	80 - 120 cm	hasta 1100 ml	14 unidades
915127	3 (grande)	100 - 150 cm	hasta 1300 ml	14 unidades

